

Feuillelet d'information portant sur le retrait de la bande adhésive PRINÉO

La bande PRINÉO est appliquée sur la peau afin de sceller l'incision et de prévenir tout écoulement postopératoire. Cette bande est recouverte d'un pansement de type OPSITE.

Étapes de la technique de retrait de la bande PRINÉO

Le retrait se fait 10 à 12 jours après la chirurgie.

1. Laver vos mains.
2. Retirer le pansement s'il est toujours en place. Saisir délicatement l'extrémité de la bande PRINÉO à un bout de la plaie. Si le bord du dispositif adhère encore à la peau, tirer délicatement sur l'extrémité jusqu'à ce qu'elle commence à se détacher de la peau.
3. Appliquer de la vaseline ou de la crème hydratante sur la bande transparente tout le long de celle-ci. Détacher lentement la bande PRINÉO de la peau, tout le long de la plaie. Ne pas arracher la bande brusquement de la peau. La bande doit être retirée tout le long de la plaie sans s'éloigner de la peau.
4. Retirer la bande délicatement en tirant sur le coin de celle-ci. Il se peut que la bande déchire un peu et que vous retiriez de la peau sèche. Ne vous inquiétez pas.
5. Laisser la plaie à l'air libre, au moment de prendre votre douche. Attendez au moins 2 jours avant d'envoyer le jet directement sur la plaie.

Ces consignes sont inscrites sur l'ordonnance de départ OPIMC-336 :
« Ordonnance pré-imprimée de départ pour les prothèses (PTG, PTH, PUC, PTE) en chirurgie d'un jour »

Production : juin 2021

Code : 4589