

Guide d'utilisation pour les usagers sous thérapie par pression négative V.A.C.^{MC}



UNITÉ DE THÉRAPIE
ActiV.A.C.^{MC}

Pour la clientèle ambulatoire et celle au maintien à domicile

La thérapie V.A.C.^{MC} délivre une aspiration, connue sous le nom de thérapie par pression négative, qui a pour objectif d'accélérer le processus de cicatrisation de la plaie.

L'appareil ActiV.A.C.^{MC} vous est prêté par l'établissement. Il est impératif de faire en sorte que l'appareil soit utilisé et déplacé avec précaution.

Les principes d'action

L'appareil ActiV.A.C.^{MC} permet :

- la diminution de l'œdème;
- la diminution des risques d'infection;
- l'augmentation de la perfusion tissulaire;
- la stimulation de la formation du tissu sain;
- l'élimination des écoulements.

Les conseils d'usages

- L'appareil ActiV.A.C.^{MC} doit rester dans son sac de transport.
- Assurez-vous que l'appareil fonctionne en tout temps et que la mousse du V.A.C.^{MC} est toujours contractée dans la plaie, car **un arrêt de plus de deux heures nécessite le retrait du pansement par l'infirmière.**
- Branchez le plus souvent possible l'appareil pour maintenir une charge adéquate de la batterie lors de vos déplacements.
- Le chargement complet de la batterie prend environ six heures, offrant ainsi une autonomie d'approximativement de 14 heures.
- N'insérez aucun produit ou objet dans les ouvertures ou prise pour l'électricité de l'appareil.
- Éloignez-le des surfaces chaudes.
- Évitez de renverser du liquide sur l'appareil. En cas de déversement, débranchez immédiatement l'appareil et nettoyez-le avec un chiffon absorbant.
- N'utilisez pas l'unité de thérapie dans le bain ou sous la douche.

- Au coucher, placez l'appareil en toute sécurité sur le sol ou près du corps, avec le réservoir orienté vers le bas, afin d'éviter de plier la tubulure et de prévenir toute chute de l'appareil.
- À moins d'avis contraire, votre pansement doit être changé trois fois par semaine
- Il est recommandé d'arrêter l'appareil ActiV.A.C.^{MC} environ 30 minutes avant le changement de pansement pour faciliter le retrait de l'éponge.

Les indications pour contacter l'infirmière

- Fièvre;
- Présence de pus dans le réservoir ou la tubulure;
- Apparition ou augmentation de la douleur au niveau de la plaie;
- Rougeur, chaleur, œdème ou démangeaison qui augmente au pourtour de la plaie;
- Réservoir de l'appareil rempli environ au trois-quarts;
- Présence d'une alarme que vous n'êtes pas en mesure de résoudre;
- En cas de présence abondante de sang dans la tubulure ou le réservoir, arrêtez la thérapie, conservez le pansement en place et présentez-vous à l'urgence.

Sachez que si l'appareil ne fonctionne pas pendant plus de deux heures, le pansement doit être retiré. Il est donc important de contacter rapidement le CLSC afin de résoudre le problème avant que le délai de deux heures soit dépassé.

CLSC :

Vous êtes inscrit à la centrale 24/7 pour toute la durée de la thérapie V.A.C.^{MC}.

En dehors des heures d'ouverture du CLSC, veuillez communiquer avec la centrale 24/7 par téléphone au 1 800 361-7073.